

DESINFEKTOL® P

Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine



EN 12791 (välitön teho) • EN 13697 • EN 14561 • EN 13727



Desinfektol P on etanolipohjainen tehokas desinfektioaine lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden, kuten stetoskooppien, verenpainemittareiden sekä veri- ja eritetahrapohjien desinfektioon. Desinfektol P soveltuu myös ihon desinfektioon ennen injeksiota, näytteenottoa tai muuta invasiivista toimenpidettä.

Desinfektol P on mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea. Pinta-aktiivisen ainesosan ansiosta tuote kestää orgaanista räsytystä ja tunkeutuu lian läpi, joten esipuhdistusta ei tarvita. Tuotteen pH on neutraali ja sen kaikki ainesosat ovat biologisesti hajoavia. Tuote ei sisällä hajusteita, väriaineita eikä klooriyhdisteitä.

Desinfektol P sopii sellaisenaan kaikkien alkoholia kestävien – myös useimpien muovimateriaalien – puhdistukseen ja desinfektioon kaikkialla terveydenhuollossa, hammashuollossa, pitkäaikaislaitoksissa ja laboratorioissa.

Mikrobisidinen teho

Desinfektol P:n bakteeri- ja sieniteho on testattu vaikeimmissa tällä hetkellä olemassa olevissa testiolosuhteissa siis orgaanisen lian läsnäollessa lasialustalle kiinnitetyille mikrobeille. Desinfektol P on läpäissyt euronormien mukaiset pintadesinfektio-testit sekä bakteereille että sienille EN 13697, instrumenttidesinfektio-testin EN 13727 ja EN 14561 sekä ihodesinfektio-testin EN 12791 (välitön teho).

Desinfektol P tehoaa norovirukseen 15 sekunnissa (EN 14476).

Käyttöohje

Desinfektol P sopii instrumenttien ja välineiden kemialliseen desinfektioon. Uputusdesinfektioaika 5 min. Veri- ja eritetahrapohjat käsitellään Desinfektol P:llä tai Desinfektol P:hen kostutetulla liinalla. Esipesua ja jälkihuuhtelua ei tarvita. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

13240125	100 ml keinukorkkipullo	ME 16 kpl	6414504596213
13240123	500 ml pumppupullo	ME 10 kpl	6414504251037
13240124	500 ml muovipullo	ME 12 kpl	6414500006891
13240132	5 l kanisteri	ME 4 kpl	6414504139762

Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Huoneenlämmössä 5 vuotta, myös avattuna. Helposti syttyvä neste. Eristettävä sytytyslähteistä.

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ovat kestävä PE-HD -muovia, joka on ympäristöystävällinen, kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Pakkausten ja desinfektioaineen yhteensopivuus on laatuvarmennettu. Etanoli on helposti biohajoava aine.

Koostumus

etanoli 76,9 t-%/70 p-%
Desinfektioaineena lisäksi:
alkyyliidimetyylientsyylammoniumkloridi
aqua ad 100 %
pH n. 7,0

20131018

Berner Pro

Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki, puh. 0206 90 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

BERNER