

DESIOL

Etanolitensidi
Pesevä etanolipohjainen desinfektioaine



EN 13713 • EN 13697 • EN 14561



Desiol on tuotekehitetty yhteistyössä mikrobiologian, kemian ja sairaalahygienian asiantuntijoiden kanssa suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin. Desiol on etanoli- ja tensidipohjainen desinfektioaine veri- ja eritetahrojen, pintojen, lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon.

Desiol on mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea. Pesevien tensidijohdannaisten ansiosta tuote kestää orgaanista räsitusta ja tunkeutuu lian läpi, joten esipuhdistusta ei tarvita. Tuotteen pH on neutraali ja sen kaikki ainesosat ovat biologisesti hajoavia. Tuote ei sisällä hajusteita, väriaineita eikä klooriyhdisteitä tai kvatenaarisia ammoniumyhdisteitä lainkaan. Käyttövalmis Desiol on helppo käyttää ja se säilyttää desinfektioitehonsa pitkään avaamisenkin jälkeen.

Desiol sopii sellaisenaan kaikkien alkoholia kestävien – myös useimpien muovimateriaalien – puhdistukseen ja desinfektioon kaikkialla terveydenhuollossa, hammashuollossa, pitkäaikaislaitoksissa ja laboratorioissa.

Mikrobisidinen teho

70 p-% etanolialkoholilla on hyvä teho kokkibakteereihin (myös MRSA ja VRE), sauvabakteereihin (myös ESBL ja muut moniresistentit gram-negatiiviset) ja tuberkuloosibakteeriin sekä A-ryhmän viruksiin (myös influenssa A ja HIV). Lisäksi se tehoaa ryhmän B (mm. hepatiitti- ja enterovirukset) ja ryhmän C (mm. rota- ja norovirukset) viruksiin sekä sieniin ja niiden itiöihin.¹

Desiolin bakteeri- ja sieniteho on testattu vaikeimmissa tällä hetkellä olemassa olevissa testiosuhteissa siis orgaanisen lian läsnäollessa lasialustalle kiinnitetyille mikrobeille. Desiol on läpäissyt euronormien mukaiset pintadesinfektioestetit sekä bakteereille että sienille EN 13713 ja EN 13697 sekä instrumenttidesinfektioestetin EN 14561.

Käyttöohje

Desiolia käytetään sellaisenaan veri- ja eritetahrojen poistoon ja desinfektioon sekä pintojen, lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon. Desiol sopii pintojen nihkeä-, kostea- ja märkäpyyhittäen sekä välineiden kemialliseen upotusdesinfektioon (5 min). Veri- ja eritetahrat tai tahranpohjat käsitellään Desiolilla tai Desioliin kostutetulla liinalla. Espesua ja jälkihuuhtelua ei tarvita. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika.

Tuotenumerot ja pakkauskoot

13240624	500 ml muovipullo	ME 12	6414504160285
13240632	5 l kanisteri	ME 4	6414504180962

Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Huoneenlämmössä 5 vuotta, myös avattuna. Syttyvää. Ei kuumille pinnoille.

Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ovat kestävä PE-HD -muovia, joka on ympäristöystävällinen, kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali. Pakkausten ja desinfektioaineen yhteensopivuus on laatuvarmennettu.

Koostumus

Etanolia 76,9 t-%/70 p-%
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita < 5 %
Desinfioivana tehoaineena: N-alkyyliaminopropyyliiglysiini
Aqua ad 100 %
pH n. 8,4

¹ Suomen Kuntaliitto 2005. Infektioiden torjunta sairaalassa, s.137, 151.

20130910

Berner Pro

Sahaajankatu 24, 00880 Helsinki, puh. 0206 90 761, pro@berner.fi, www.berner.fi/pro

BERNER