

PHILIPS

sonicare

Tuoteluettelo

Puhtaat
hampaat helposti!





Suunterveysbarometri

Philipsin tutkimus ruotsalaisten hammashoitotottumuksista

Philipsin vuosittainen ruotsalaisten suunterveyttä koskeva tutkimus osoittaa aiempien vuosien tapaan, että sähköhammasharjan käyttäjät ovat tyytyväisempiä suunterveyteensä kuin tavallisen hammasharjan käyttäjät. Sähköhammasharjan käyttäjillä ikenien verenvuoto on harvinaisempaa, ja he ovat yleisesti ottaen tietoisempia suunterveyden yhteydestä ja yleisterveyteen.

Yhteistyössä Kantar Sifo -tutkimuslaitoksen kanssa toteutettuun tutkimukseen osallistui 1 000 satunnaisesti valittua henkilöä, jotka vastasivat suunterveyttään ja suunhoitoon liittyviä tottumuksiaan koskeviin kysymyksiin.

Suunterveyden ja yleisterveyden yhteys hyvin tiedossa

Ruotsalaiset ovat yleisesti ottaen hyvin tietoisia siitä, että suunterveys vaikuttaa yleisterveyteen, mikä on näkynyt vuosien mittaan tutkimuksissamme. Vuonna 2016 suunterveyden ylläpidon tärkeimpänä perusteena oli terveysongelmien ehkäisy. Vuonna 2017 se sijoittui neljännelle sijalle. Tärkeimmäksi perusteeksi nousi oman raikkauden tuntemus. Sen tärkeys korostuu nuorilla, ja merkitys vähenee selkeästi iän myötä. Vanhemmat ihmiset pitävät yleisesti ottaen paremmin huolta suuhygieniastaan kuin nuoret. Vanhemmat käyttävät muita useammin sähköhammasharjaa ja puhdistavat hammasvälinsä ahkerammin. He myös tiedostavat paremmin, että suunterveys voi vaikuttaa yleisterveyteen ja että ientulehduksella on yhteys kroonisiin sairauksiin. Nuoret sitä vastoin puhdistavat kielensä vanhempia useammin. Yleisesti ottaen vanhemmat ihmiset kiinnittävät keskimääräistä enemmän huomiota ienongelmiin ja hampaiden irtoamiseen.

Sähköhammasharjaa käytetään puhdistuksen tehostamiseen

Tehokas puhdistus ja plakin poisto ovat sähköhammasharjan valinnan tärkeimmät perusteet iästä tai sukupuolesta riippumatta.

Aiempien vuosien tapaan vanhemmat ihmiset ja sähköhammasharjan käyttäjät kiinnittävät muita enemmän huomiota ienongelmiin, mikä ei ole yllättävää, sillä tietoisuus terveysasioista lisääntyy yleensä iän myötä. Nuoret pitävät hampaiden valkoisuutta keskimääräistä tärkeämpänä. Sähköhammasharjan käyttäjät vaikuttavat vanhempien vastaajien tavoin pitävän parempaa huolta suuhygieniastaan, sillä he puhdistavat hammasvälit ja kielen keskimääräistä useammin.

Kokonaisuudessaan sähköhammasharjan käyttäjien määrä on hienoisessa nousussa. Lähes puolet, 49 %, vastaajista kertoo käyttävänsä sähköhammasharjaa. 36 % vastaajista kertoo ikeniensä vuotavan verta vähintään kerran kuukaudessa. Ikenien verenvuoto liittyy läheisesti siihen, miten henkilö huolehtii suuhygieniastaan – etenkin ikenien reuna-alueiden huolelliseen harjaukseen ja hammasvälien säännölliseen puhdistukseen.

Kaksi kolmesta ruotsalaisesta puhdistaa hammasvälinsä vähintään kerran viikossa. Osuus on kuitenkin selvästi pienempi nuorilla, mikä näkyy heillä myös ienverenvuodon yleisyytenä.

Tietoa suunterveysbarometrasta

Suunterveysbarometrin toteutti Kantar Sifo -tutkimuslaitos Philips Sonicaren toimeksiannosta kesäkuussa 2017. Vastaajat kuuluivat Kantar Sifon satunnaisesti valittuun 100 000 jäsenen verkkopaneeliin. Tutkimukseen osallistui 1 000 iältään 18–65-vuotiasta ruotsalaista, joista 514 oli miehiä ja 486 naisia.

Olemme kehittäneet yli 20 vuoden ajan tuotteita hammaslääkäreille ja suuhygienisteille potilaiden suunterveyden parantamiseksi kaikkialla maailmassa. Philips Oral Healthcare on tärkeä osa Philipsin terveys- ja hyvinvointipalveluja, joiden tarkoituksena on parantaa ihmisten elämää terveydenhuollon innovaatioiden avulla.

Suunterveystuotteidemme valikoimassa yhdistyvät hyväksi havaittu tekniikka ja uudet innovaatiot. Philips Sonicare ja Philips ZOOM tarjoavat asiantuntijoiden suosittelemia* ja potilaiden arvostamia tuotteita tehokkaaseen puhdistukseen ja valkaisuun.

Panostamme paljon tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen. Tarmokkaan tutkimustyön avulla pyrimme vastaamaan suunterveydenhuollon tarpeisiin.

Tässä esitteessä kerromme koko tuotevalikoimastamme, jonka avulla voit parantaa potilaiden suunterveyttä ja varmistaa vastaanottosi menestyksen.

* Birgitta Söder, Karoliinisen instituutin hammaslääketieteen laitoksen emeritaprofessori. Annika Korvo, Excellence Tandvård -hammaslääkäriaseman hammaslääkäri, Swedish Academy of Cosmetic Dentistryn jäsen.



Philipsin patentoitu Sonicare-tekniikka

Puhtaampi tunne, raikkaampi suu

Kenelle potilaista voin suositella Sonicarea?

Sonicare-hammasharjat soveltuvat paitsi terveille potilaille myös potilaille, joilla on esimerkiksi parodontiitti tai ientulehdus.

Miten Sonicare- tekniikka toimii

Sonicare tekniikka perustuu nopeaan liiketaajuuteen ja pyyhkiviin liikkeisiin, jotka puristavat veden ja hammastahnan hampaiden väliin. Näin sonic-tekniikkamme tehostaa puhdistusta ja parantaa ikenien terveyttä verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön.* Anna potilaidesi kokeilla Sonicarea – olemme varmoja, että he ovat tyytyväisiä. Jos näin ei jostakin syystä käy, tarjoamme 60 päivän palautusoikeuden.



Sonicare DiamondClean Smart

Täydellinen suunhoitojärjestelmä suun terveyden optimointiin

Sonicare DiamondClean Smart on enemmän kuin hammasharja. Se on täydellinen suunhoitojärjestelmä, joka tarjoaa Sonicaren parhaat ominaisuudet suun terveyden parantamiseen. Korkealaatuinen Sonicare-suorituskyky on yhdistetty älykkääseen anturitekniikkaan, joka mahdollistaa henkilökohtaista opastuksen. Tämä on kaikkien aikojen paras suunhoitojärjestelmämme.



Viisi harjausasetusta
Clean, White, Gum Health, Deep Clean ja Tongue Care



Pitkä akun kesto
Litiumioniakku kestää jopa 2 viikkoa



Valaistu näyttö
Kun hammasharja kytetään päälle, näytön valo syttyy ja siinä näkyy viisi harjausasetusta



Ainutlaatuinen induktiotekniikalla toimiva lasilaturi
Voit ladata DiamondClean-harjan asettamalla sen tyylikkääseen lasilaturiin



Matkakotelo
lataus käy matkallakin kätevästi kuljetuslaukussa tietokoneen USB-portin tai pistorasian kautta


Älykäs sovellus

Parempaa harjaustekniikkaa puolesta



Philips Sonicare -sovellus on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yli 500 hammaslääkärin ja suuhygienistin kanssa. Halusimme luoda tuotteen, joka auttaa sinua ohjaamaan ja opastamaan potilaitasi. Sovellus antaa hammashoidon asiantuntijoiden laatimia suunhoitovinkkejä, joiden avulla potilaat saavat yksilöllistä tukea ja neuvontaa vastaanoton ulkopuolella. Integroitujen älykkäiden anturien avulla potilaat voivat seurata tarkasti, mistä ja miten he parhaillaan harjaavat. Potilas voi tarkastella suun 3D-näkymää suoraan puhelimen näytöltä – täysin ilman kameraa tai muuta tekniikkaa. Tähän tarvitaan vain aktiivinen Bluetooth-yhteys.

Älykkäät anturit



Paikannusanturi parantaa ja tarkentaa harjausta

Paikannusanturi kertoo sovelluksen kautta reaaliajassa, mistä käyttäjä on jo harjannut. Harjatut alueet näkyvät henkilökohtaisessa harjausraportissa, jonka avulla potilas voi harjata koko suun järjestelmällisesti. Sovellus tarjoaa potilaalle opastetun harjausreitit ja auttaa näin harjaamaan kaikki alueet.

Paineanturi varoittaa liiasta harjausvoimakkuudesta

Jos potilas painaa harjaa liikaa, hän saa varoituksen monella tavalla. Varren alaosaan paineanturiin syttyy violetti valo, kahva alkaa väristä ja sovelluksessa näkyy varoitus. Nämä merkit kertovat liiallisesta hampaisiin kohdistuvasta paineesta.

Hankausanturi antaa harjan tehdä työn

Hankausanturi muistuttaa potilasta hienovaraisesti, ettei Sonicarea käytetä kuin tavallista hammasharjaa. Näin potilas voi vähentää hankausta ja parantaa tekniikkaa, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.

Sonicare DiamondClean

Ylivoimaista puhtautta

Auta potilaitasi kokemaan

Sonicare-tekniikan hyödyt – siitä tulee rakkautta ensi harjauksella. Pitkät harjakset ja patentoitu sonic-tekniikkamme auttavat puhdistamaan syvältä hampaiden välistä ja ehkäisevät ikenien verenvuotoa. Ne poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.* Tehokas mutta hellävarainen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo 2 viikossa.



Viisi harjausasetusta
Clean, White, Sensitive, Gum Care ja Deep Clean



Pitkä akun kesto
Litiumioniakku kestää jopa 3 viikkoa



Valaistu näyttö
Kun hammasharja kytketään päälle, näytön valo syttyy ja siinä näkyy viisi harjausasetusta



Ainutlaatuinen induktiotekniikalla toimiva lasilaturi
Voit ladata DiamondClean-harjan asettamalla sen tyylikkääseen lasilaturiin



Matkakotelo, jossa USB-portti
lataus käy matkallakin kätevästi kuljetuslaukussa tietokoneen USB-portin tai pistorasian kautta



DiamondCleanin mukana toimitetaan tyylikäs laukku ja lasilaturi

Toimitukseen sisältyy kolme harjaspäätä

ProtectiveClean

Puhtaat hampaat helposti!

ProtectiveClean-sähköhammasharja auttaa puhdistamaan hampaat hellävaraisesti ja parantamaan suun terveyttä. Kaikissa sähköhammasharjoissamme käytettävä Sonicare-tekniikka perustuu hammashoidon tarpeisiin. Philips on tutkinut ja kehittänyt suunhoitotuotteita yli 20 vuoden ajan, ja Sonicare-tuotteillamme on 25 miljoonaa tyytyväistä käyttäjää ympäri maailman. Philips Sonicare ProtectiveClean on hellävarainen mutta tehokas sähköhammasharja, jonka hinta-laatusuhde on erinomainen.



Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja



Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäätä hammasharja



Valitsee sopivan ohjelman valitsemasi harjaspään mukaan



Suositteluin sonic-tekniikalla varustettu sähköhammasharja



Kätevät ajastimet



Aloittelijaohjelma

Sonicare For Kids

Sovellus innostaa lapsia harjaamaan entistä paremmin ja pidempään



Ladattavissa ilmaiseksi App Storesta tai Google Playsta



Anna lapsellesi terveellinen tapa ja terveempi tulevaisuus

Terveelliset rutiinit kuuluvat tärkeimpiin asioihin, jotka voit lapsellesi opettaa. Kuten aikuisille, hammaslääkärit suosittelevat lapsillekin hampaiden harjaamista vähintään kahden minuutin ajan kahdesti päivässä. Me kaikki kuitenkin tiedämme, miten vaikea lapsia on saada harjaamaan hampaansa kunnolla – ja samalla tiedämme, että lapset, joilla on jo varhain reikiä hampaissa, saavat huonommat hampaat myös aikuisina. Sonicare for Kids -sovellus tekee hampaiden harjauksesta seikkailun, jossa on mukana päähenkilö Sparkly. Jos lapsi harjaa hampaat kunnolla, Sparkly on iloinen!

Sonicare For Kids HX6322/04

- Sparkly innostaa lasta harjaamaan hampaat paremmin
- Akun kesto 2 viikkoa
- Poistaa 75 % enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- 98 % kaikista vanhemmista suosittelee tuotetta*
- 2 harjausasetusta
- Kuminen harjaspää suojaa nuoria hampaita
- Mukana 2 harjaspäätä
- Mukana 8 tarraa

Philips Sonicare tarjoaa kattavan valikoiman harjaspäitä jokaisen potilaan tarpeisiin

Tyyppi	Harjaspää	Käyttöalue	Harjan rakenne	Kovuus
Premium Plaque Defence 4 kpl/pakkaus: HX9044/17 Valkoinen HX9044/33 Musta		Premium Plaque Defence Puhdistaa syvimältä	Pehmeiden, joustavien reunojen ansiosta harjakset mukautuvat jokaisen hampaan muotoon, mikä takaa 4-kertaisen pintakosketuksen ja jopa 10 kertaa tehokkaamman plakinpoiston vaikeasti puhdistettavilla alueilla.	Medium
Premium Gum Care 4 kpl/pakkaus: HX9054/17 Valkoinen HX9054/33 Musta		Gum Care Kohentaa ikenien terveyttä	Pienempi koko ja harjakset mahdollistavat hellävaraisen mutta tehokkaan puhdistuksen alueilla, joilla iensairauksia voi kehittyä. Tämän on kliinisesti osoitettu vähentävän ientulehduksia jopa 100 % ja parantavan ikenien terveyttä 7-kertaisesti jo kahdessa viikossa.	Pehmeä
Premium Whitening 4 kpl/pakkaus: HX9064/17 Valkoinen HX9064/33 Musta		Premium White Valkoisempi hymy	Harjaspään keskellä olevat tiiviisti pakatut värjäymänpoistoharjakset poistavat jopa 100 % enemmän värjäymiä jo kolmessa päivässä – teho on kliinisesti osoitettu!	Medium
Optimal White, 4 kpl/pakkaus Valkoinen Standard: HX6064/10 Valkoinen Compact: HX6074/27 Musta Standard: HX6064/11		Ylivoimainen puhdistus, valkoisemmat hampaat	Tarkoitettu värjäymien poistoon, tiivis timantinmuotoinen harja. Irrottaa pinnalliset värjäymät, jotka johtuvat ruoasta, juomista ja tupakoinnista.	Medium
Optimal Plaque Defence 4 kpl/pakkaus: HX9024/10		Ainutlaatuinen päivittäinen värjäymien poisto	Optimal Plaque Defence -harjaspää on täydellinen ratkaisu, jos haluat optimaalisen värjäymien poiston osaksi päivittäistä suun terveyden hoitoa.	Medium
Optimal Gum Care 4 kpl/pakkaus: HX9034/07		Ainutlaatuinen plakinpoisto terveempien ikenien puolesta	Ikenien terveyttä parantava ProResults-harjaspää on täydellinen valinta, jos haluat sekä optimaalisen plakinpoiston että hellävaraisen puhdistuksen osaksi päivittäistä suun terveyden hoitoa.	Pehmeä
Sensitive 4 kpl/pakkaus: Vakio: HX6054/07		Aristavien hampaiden ja ikenien pehmeä puhdistus	Erikoispehmeä harja ja pehmeä profiili mahdollistavat erittäin hellävaraisen harjauksen	Pehmeä
For Kids, 2 kpl/pakkaus Small: HX6032/33 3+ vuotta Large: HX6042/33 7+ vuotta		Lapsille – puhdistaa tehokkaasti ja suojaa kasvavaa hymyä	Profiili mukautuu lapsen hampaisiin. Pehmeät harjakset takaavat hellävaraisen puhdistuksen. Harjaspään takaosan kumireuna suojaa kasvavia hampaita.	Pehmeä

Premium Plaque Defence

Ainoa sähköhammasharjojen harjaspää, joka mukailee hampaiden ja ikenien yksilöllistä muotoa. Kumisten, taipuisien kumireunojen ansiosta harjaspää mukautuu tarkasti jokaisen hampaan pinnanmuotoon.

Harjasten väri haalistuu, kun harjaspää on aika vaihtaa. Parhaat tulokset saavutetaan, kun vaihdat harjaspään kolmen kuukauden välein.



Jopa 4-kertainen pintakosketus verrattuna DiamondClean-harjaspäähän ja jopa 10 kertaa tehokkaampi plakinpoisto ikenien reuna-alueilta ja hammasvälleistä.

Valkoiset harjakset kiillottavat hampaan pinnan.

* Vanhemmista, joita pyydettiin vertaamaan tuotetta tavalliseen hammasharjaan



Sonicare AirFloss

Hammasvälien tehokas puhdistus



Sonicare AirFloss Ultra

Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että monet potilaat käyttävät hammaslankaa harvoin tai eivät lainkaan. On fakta, että 44 %:lla ruotsalaisista on ienverenvuotoa vähintään kerran kuussa. (Suunterveysbarometri 2017). Näille potilaille on nyt tarjolla ratkaisu.

Philips Sonicare AirFloss Ultra. Epäsäännöllisillä hammaslangan käyttäjillä tehdyn tutkimuksen mukaan 96 % potilaista jatkoi 3 kuukauden jälkeen AirFlossin käyttöä 4 tai 5 kertaa viikossa – se on siis täydellinen ratkaisu, jonka avulla potilaat todella puhdistavat hammasvälinsä.¹ Ainutlaatuinen mikropisaratekniikka tuottaa 1–3 suihkausta ilmaa ja vettä tai suuvettä, ja tämä riittää hammasvälien ja ikenien reunan hellävaraiseen puhdistamiseen. Tiedämme, että AirFloss toimii myös epäsäännöllisillä hammaslangan käyttäjillä. AirFloss on helppo tapa aloittaa uusi terveellinen suunhoitorutiini, ja se poistaa hammasväleistä jopa 5 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Airfloss Ultra on aiemman AirFloss-mallin päivitetty versio, jossa on parannettu triple-microburst-menetelmä ja entistä parempi suutin. Tuote on todettu yhtä tehokkaaksi kuin hammaslanka sekä plakki-indeksiin että ientulehdusindeksin osalta käytettäessä suuveden kanssa 28 päivän aikana.²

Uuden suuttimen käyttöalue on entistä laajempi, minkä ansiosta se puhdistaa approksimaalipinnan paremmin. Muotoilu on myös miellyttävä käyttäjälle. AirFloss Ultrassa voidaan käyttää suuvettä, ja myös tavallinen vesi käy hyvin.

- Poistaa 99,9 % hammasvälien plakista³
- Kohentaa ikenien terveyttä jo 2 viikon kuluessa⁴
- Ikenien terveys parani 96 %:lla potilaista



¹Delarenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522

²Data on file

³A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, Jenkins W, Delarenti M.

⁴In a survey of 670 (US) patients with mild to moderate gingivitis, in a 60-day in-practice study instructed to use AirFloss with mouthwash

AirFloss Ultra HX8331/01

AirFloss Ultra on aiemman AirFloss-mallin päivitetty versio, jossa on parannettu triple-microburst-menetelmä ja entistä parempi suutin

- Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa
- Kohdistaa. Paina. Puhdasta tuli!
- Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
- Auttaa ehkäisemään hampaiden reikiintymistä vaikeasti puhdistettavilla alueilla
- Poistaa 99,9 % hammasvälien plakista³
- Ilma- ja mikropisaratekniikka
- **Iso säiliö vedelle tai suuvedelle**
- **Entistä tehokkaampi suutin**

AirFloss HX8211/02

- Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa
- Kohdistaa. Paina. Puhdasta tuli!
- Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
- Auttaa ehkäisemään hampaiden reikiintymistä vaikeasti puhdistettavilla alueilla
- Poistaa entistä enemmän plakkia hammasväleistä
- Ilma- ja mikropisaratekniikka

Vinkki:

Käytä Philips Sonicare AirFlossissa suuvettä. Täydelliseen puhdistukseen Sonicare AirFlossilla tarvitaan alle teelusikallinen vettä, ja voit käyttää laitteessa hyvin myös suuvettä, joka antaa suuhun entistä raikkaamman tunteen. Suosittelemme fluorisuuvettä, jossa on 0,2 % natriumfluoridia.



³A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, Jenkins W, Delarenti M.

ZOOM

Ammattimainen hampaiden valkaisu

”Olen valkaissut potilaiden hampaita vuosien ajan hyvin tuloksin mutta päätin kokeilla ZOOMia. Huomasin ensimmäiseksi, että ZOOM koettiin miellyttäväksi. Kokemukseni vastaanotolla tehtävästä valkaisusta oli, että potilailla ilmeni usein vihlontaa. Tältä osin ZOOMissa on iso ero aiempaan, sillä toimenpiteen jälkeinen vihlonta on minimaalista. Potilaat ja minä hammaslääkärinä arvosta hyvää ja nopeaa tulosta, joka myös kestää jälkihoidon ansiosta entistä pidempään.”



Annika Korvo, hammaslääkäri ja Swedish Academy of Cosmetic Dentistryn jäsen.

Esimerkiksi tee, kahvi ja punaviini värjäävät hampaita ajan mittaan. Värjäytymisen taustalla voi olla kuitenkin myös perinnöllisiä tai lääketieteellisiä syitä. Philips ZOOM on laaja valikoima tieteellisesti kehitettyjä tuotteita, joiden avulla potilas saa mahdollisimman sopivaa hoitoa.

Hampaiden valkaisu vastaanotolla

Philips ZOOM -järjestelmän tärkein osa on lamppu, jota käytetään yhdessä 6-prosenttisen vetyperoksidigeelin kanssa. Lampun valo tehostaa merkittävästi geelin vaikutusta. Philips ZOOMin 6-prosenttisen valkaisu-geelin avulla potilas voi saada jopa 6 sävyä valkoisemmat hampaat jo ensimmäisellä käynnillä.




ZOOM!



Miten valoaktivoituva Philips ZOOM -valkaisu toimii



Valo – ZOOM WhiteSpeed hyödyntää innovatiivista sinistä LED-kiihdytintä, joka tehostaa vetyperoksidin avulla tapahtuvaa värjäymien poistoa. Kun kahta osatekijää eli sinistä valonlähdettä ja vetyperoksidia käytetään samanaikaisesti, värjäymät irtoavat tehokkaammin kuin pelkällä vetyperoksidilla.



Värjäymämolekyylit ennen

Pelkkä vetyperoksidi (H₂O₂)

Vetyperoksidi (H₂O₂) ja ZOOM WhiteSpeed



Maksimaaliset tulokset, minimaalinen vihlonta

Philips ZOOM WhiteSpeed -järjestelmässä käytetään ainutlaatuista kemian ja tutkitun valotekniikan yhdistelmää, jonka avulla saadaan merkittävästi valkoisemmat hampaat jo tunnissa, eikä toimenpide ole potilaalle epämiellyttävä.

Valo – ZOOM WhiteSpeed hyödyntää innovatiivista sinistä LED-kiihdytintä, joka tehostaa vetyperoksidin avulla tapahtuvaa värjäymien poistoa. Kun kahta osatekijää eli sinistä valonlähdettä ja vetyperoksidia käytetään samanaikaisesti, värjäymät irtoavat tehokkaammin kuin pelkällä vetyperoksidilla.

ACP – Vain Philips ZOOM -järjestelmässä hyödynnetään tehokkaasti ACP:tä (amorfina kalsiumfosfaatti), jonka on kliinisesti osoitettu lisäävän hammaskiilteen kiiltoa ja tasaisuutta sekä vähentävän vihlontaa valkaisun aikana ja sen jälkeen.

PH-booster – ZOOM WhiteSpeed -järjestelmässä käytetään ainutlaatuista pH-boosteria, joka tehostaa vetyperoksidin vaikutusta.

Hampaiden valkaisu kotona

Philips ZOOM Daywhite ACP ja Nitewhite ACP



Potilaille, jotka valkaisevat hampaansa mieluummin kotona, tarjolla ovat Philips ZOOM DayWhite ACP ja Philips ZOOM NiteWhite ACP – molemmat tunnustettuja ja helppokäyttöisiä tuotteita. Näitä geelejä käytetään joko yöllä tai päivällä yksilöllisissä hammassuoteissa, jotka muotoillaan vastaanotolla.

Ainoa kotivalkaisujärjestelmä, jossa yhdistyvät ACP:n, kaliumnitraatin ja fluorin vahvuudet. Tarjoaa erinomaisen kiillesuojan.

	Philips ZOOM DayWhite ACP	Philips ZOOM NiteWhite ACP
Pitoisuus	6 % vetyperoksidia	10 % tai 16 % karbamidiperoksidia
Käsittelyaika	30 min 1–2 kertaa/päivä	4–6 tuntia yön aikana
Tulokset	saavutetaan 1–2 viikossa	1–2 viikossa



1. ACP-kiteet levitetään hampaiden pinnalle, ja ne sitoutuvat nopeasti hampaiden pintaan

2. ACP tukkii dentiniitubulukset ja estää vihlonnan

3. ACP muodostaa hammaskiilteen uudelleen ja täyttää pinnan huokoisuudet


Philips ZOOM

Tuoteyhteenveto

Valkaisu vastaanotolla

Philips ZOOM WhiteSpeed

- Mukana virtajohto, IsoPrep medium
- Jopa 6 sävyä valkoisemmat hampaat vastaanotolla tehdyllä valkaisulla



Tuotekuvaus

Philips ZOOM WhiteSpeed

Philips ZOOM WhiteSpeed -päivityssarja

Lamppupää
Ohjain



Tuotekuvaus

ZOOM WhiteSpeed Upgrade Kit



Philips ZOOM DayWhite – vakiosarja

- ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 6 ruiskua (2,6 g) noin 18 käyttökertaan
 - 2 EVA-valkaisulevyä ja säilytysrasia
 - 1 Shade Guide

Tuotekuvaus

DayWhite 6% vetyperoksidi (H₂O₂)



Philips ZOOM NiteWhite – vakiosarja

- ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 6 ruiskua (2,6 g) noin 18 käyttökertaan
 - 2 EVA-valkaisulevyä ja säilytysrasia
 - 1 Shade Guide

Tuotekuvaus

NiteWhite 10% karbamidiperoksidi (CP)

NiteWhite 16% karbamidiperoksidi (CP)



Philips ZOOM -valkaisu vastaanotolla

Philips ZOOM -valkaisu vastaanotolla, 6 % H₂O₂ –
2 potilaan Duo kit tarvikkeineen

Tuotekuvaus

NiteWhite ACP 16% CP

DayWhite ACP 6% H₂O₂



Philips ZOOM IsoPrep® -retraktorit

Philips ZOOM IsoPrep -retraktorit
Suojaavat potilaan huulia ja mahdollistavat helpon pääsyn hampaisiin

Tuotekuvaus

3x pieni (harmaa)

3x keskikokoinen (sininen)




Philips ZOOM -suojalasit

Tarkoitettu käytettäväksi Philips ZOOM -valkaisulampun kanssa. Voidaan asettaa tavallisten silmälasien päälle

Tuotekuvaus

ZOOM-suojalasit



DayWhite

Philips ZOOM DayWhite – minisarja

- ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 3 ruiskua (2,6 g) noin 9 käyttökertaan

Tuotekuvaus

DayWhite 6% vetyperoksidi (H₂O₂)



NiteWhite

Philips ZOOM NiteWhite – minisarja

- ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 3 ruiskua (2,6 g) noin 9 käyttökertaan

Tuotekuvaus

NiteWhite 10% karbamidiperoksidi (CP)

NiteWhite 16% karbamidiperoksidi (CP)

Kehitetty yli 20 vuoden kokemuksella hampaiden valkaisusta. Philips ZOOM WhiteSpeed on ensimmäinen hammaslääkärien käyttöön tarkoitettu valoaktivoituva, kosmeettinen hampaidenvalkaisujärjestelmä, joka täyttää EU:n vaatimukset. Siinä yhdistyvät dokumentoitu LED-tekniikka, terveelliset innovaatiot ja maailmanlaajuinen markkinajohtajuus. Philips ZOOM WhiteSpeed 6 %:lla saat valkaisutuloksen tunnissa, ja se aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan vihlontaa.

