


ORBIS



StressGuard

Hammassuoja bruksaajalle yökäyttöön

Ortodontin suunnittelema suoja suojaa yöbruksaajan hampaistoa. Suoja on heti käyttövalmis ilman lämmitystä tai muotoilua. Suoja ei sovellu alle 18-vuotiaille.

Ennen käyttöönottoa on tarkistettava, että potilaalla ei ole

- reikiä hampaistossa
- särkyä TMJ-alueella (leuoissa, kasvoissa tai hampaistossa)
- puremisvaikeuksia
- useita puuttuvia hampaita tai haavaumia suussa
- heiluvia hampaita
- iensairaus tai vuotavat ikenet
- vakava hengityselinten sairaus tai jokin muu sairaus

Kontrollikäynti kuuden kuukauden välein.

Käyttöohjeet

Aseta Orbis StressGuard yläleukaan ja paina ylä- ja alaleuka yhteen. Suojaa voidaan käyttää myös alaleuassa. Aloita käyttö muutaman tunnin totuttelulla. Totutteluaikana suoja saattaa lisätä syljeneritystä. Käytön jälkeen pese vedellä ja saippualla.

Orbis StressGuard pitää leuat erillään nukkuessa. Sen ei ole tarkoitus istua tiukasti hampaistoon. Suojaa voidaan muotoilla saksilla tai silikoniporalla.

ORBIS



StressGuard

The comfortable, easy-fit
night-time dental guard

Protects teeth from the effects of grinding and bruxism

Designed by an Orthodontist

Orbis StressGuard night-time dental guard has a comfortable, easy-fit design to protect your teeth from the effects of night-time grinding (bruxism).

Not recommended for patients under 18 years of age

Not suitable as athletic mouth guard.

Not recommended for use on patients with:

- ♪ loose teeth
- ♪ TMJ (temporo mandibular joint disorder)
- ♪ any tooth or jaw pain

Checklist for patient:

- ♪ no loose fillings or crowns
- ♪ cavities with no fillings
- ♪ no pain in jaws, teeth or face or difficulty in chewing
- ♪ no missing teeth or mouth sores
- ♪ no gum disease
- ♪ no serious breathing, respiratory or other health problems

When using this product you are advised to visit your dentist every six months

Instruction for use

Place the Orbis StressGuard between the upper teeth and lip and the bite tabs between your upper and lower teeth.

Can also be used on lower teeth.

Orbis StressGuard is designed to keep your lower and upper teeth apart

It does not fit tightly around your teeth.

It can be trimmed with scissors or silicone trimmer.

We recommend that you rinse it with soap and water after use.

When first using the Orbis StressGuard:

- ♪ you are advised to wear it for a couple of hours to get used to it
- ♪ more salivation may occur which is normal