



PLANMECA

Vaihda parhaaseen

Vaihtohyvyys
1500,-

*Vaihda Planmeca ProSensoriin tai Dürrin VistaScan Miniin!
Hyvitämme 1500 euroa vanhasta digitaalisesta
intraoraalisensoristasi tai kuvanlukijastasi.
Vaihtajalle lisäksi Planmeca Intra erikoishintaan.*

Dürr VistaScan Mini

VistaScan Mini on pieni ja monipuolinen kuvanlukija intraoraali- ja okklusaalikuville. Laite lukee kuvan erittäin tarkasti, ja sen kuvalevyt ovat ohuet ja joustavat.

Planmeca ProSensor

Planmeca ProSensor on intraoraali-kuvantamisen huippua. Suoradigitaalisen sensorissa yhdistyvät potilasmukavuus, kestävä rakenne ja viimeistelty muotoilu sekä tarkka kuvanlaatu.

Planmeca Intra

Planmeca Intran käytännöllinen suunnittelu ja ennakkoluuloton tekniikka tekevät intraoraalikuvauksesta helppoa. Kohdistaminen on tarkkaa röntgenputken pään epäsymmetrisen muotoilun ja vakaan varren ansiosta, ja käyttömukavuutta lisäävät valmiiksi ohjelmoidut pikavalinnat ja säädettävät kuvausparametrit (kV, mA, valotusaika).



Dürr VistaScan Mini



Planmeca ProSensor



Planmeca Romexis

myynti@plandent.com  *puh. 020 398 398*



PLANMECA

Vaihda parhaaseen

Etu vaihtajalle
6 kk lyhennysvapaa
ja lisävarusteita

*Vaihda vanha hoitokoneesi Planmecaan!
Nautit uudesta hoitokoneestasi kuusi kuukautta ilman
kustannuksia ja saat koota mukkean lisävarustepaketin.*

Planmeca Sovereign

Planmeca Sovereignin viimeistelty teknologia ja muotoilu luovat vastaanotolle mukautumiskykyisen työympäristön. Nivelletty rakenne ja pyörivät liitoskohdat tekevät työskentelystä ennennäkemättömän joustavaa: hoitokone, tuoli ja sylkymalja kääntyvät motorisoidusti ja mukautuvat niin käyttäjän, potilaan kuin hoitoympäristönkin tarpeisiin. Kaikki hoitokoneen toiminnot ovat symmetrisiä – työskentely on yhtä vaivatonta oikea- ja vasenkätiselle. Älykäs graafinen käyttöliittymä opastaa havainnollisin symbolein, ja käyttäjä voi helposti muokata käyttöliittymää omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Planmeca Sovereign mukautuu niin nykyisiin kuin tulevaisuudenkin hammashoidon tarpeisiin.

Planmeca Compact i

Uudistuneessa Planmeca Compact i:ssä on uusi käyttöliittymä ja näyttöpaneeli, ja hoitokoneeseen on nyt saatavilla integroitu imuletkujen pesujärjestelmä sekä uusi tarjotinvaristo, jotka helpottavat työtä. Planmeca Compact i -hoitokone luo miellyttävän ja hygieenisen työympäristön. Potilastuolin sivultanostomekanismin ja erittäin ohuen selkänöjan ansiosta hoitotiimi pääsee lähelle potilasta, eikä ergonomiasta tarvitse tinkiä. Instrumenttikonsoli on kevyt liikutella, ja monipuoliset hygieniatoiminnot takaavat sekä potilaiden että hoitotiimin turvallisuuden. Laaja instrumenttivalikoima täyttää vaativimmatkin hammashoidon tarpeet – nyt ja tulevaisuudessa.



Planmeca Compact i

alk. 440,-/kk
+ varusteita 2 000 eurolla



Planmeca Sovereign

alk. 1 100,-/kk
+ varusteita 4 000 eurolla



Tarjoukset voimassa 31.8.2010 asti. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä. Kuvissa esiintyy laitteita, jotka eivät sisälly tarjoushintaan. Hinnat sis. alv. Hinnat alkaen-hintoja. Leasingrahoitus edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Leasinghinnat perustuvat 12.3.2010 tarkastettuun korkotasoon. Leasingaika on viisi vuotta eli 60 kuukautta. Rahoitushetkellä hinta tarkistetaan päivän korkotasoa vastaavaksi. Vuokran perustamiskustannus on 42 euroa, ja maksueriin lisätään laskutuskulu 8,00 euroa/lasku. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. Planmeca Sovereign sisältää LCD-näytön, ylellisen ultraverhoilun, imulaitteiden automaattisen pesujärjestelmän, automaattisen instrumenttien huuhtelujärjestelmän, valomikromoottorin, valoturbiinin, valokovettajan, LM-Instrumentsin scalerin ja Planmeca SingLED -hoitovalaisimen. Planmeca Compact i sisältää standardiverhoilun, imuvariston, amalgaamiseparaattorin, kääntyvän sylkymaljan, automaattisen huuhtelun ja juomalasinäytön, tehoimulaitteiston, turbiinin takaisinimuneistolaitteen, valomikromoottorin, valoturbiinin, 6-toimiruiskun ja Planmeca Delight -hoitovalaisimen. Vaihdotarjouksen lisävarusteet Planmecan tuotteita. Planmeca Intra sisältää seinäkiinnityksen, esiohjelmoidut kuvausparametrit eri hampaille ja eri reseptoreille (filmi, suora sensori ja kuvalevy) sekä valmiuden digitaaliselle sensorille. Planmeca ProSensor sisältää Planmeca Romexis -kuvantamisohjelman (yhden käyttäjän lisenssi), Planmeca ProSensorin koko 2 (bitewing), pikaliittimen, verkkoadapterin 10/100 mbps (control box), röntgenlaitteeseen kiinnitettävän säilytystelineen, liitäntäkaapelin RJ45, sensoripitimet potilaskuvaukseen ja 300 kpl sensorin kertakäyttösuojia. Dürr VistaScan Mini sisältää Planmeca Romexis -kuvantamisohjelman (yhden käyttäjän lisenssi), 4 HF-kuvalevyä ja 300 sopivaa kertakäyttösuojaa, 2 lasten kuvalevyä ja 100 sopivaa kertakäyttösuojaa, kuvalevyjen säilytyskotelon, verkkoliitännän 10/100 mbps ja USB 2.0, RJ45-liitäntäkaapelin ja USB-kaapelin sekä TWAIN-liitäntäajurit.