

Dental laboratory workstation

TEKNO



Erio inventa TEKNO:
il tavolo da laboratorio compatto dal montaggio facile
che non necessita dell'aiuto di tecnici specializzati!

Erio invents TEKNO:
The compact laboratory table, it is easy mounting
and does not require the help of specialized technicians!



Montaggio Facile!

Easy installation!

TEKNO

Il tavolo Erio **TEKNO** si presenta con un design essenziale ma completo di tutti gli accessori utili al lavoro dell'odontotecnico.

La sua caratteristica principale è la **FACILITA' DI MONTAGGIO!**

Le istruzioni e gli utensili necessari al montaggio consentono all'odontotecnico un'installazione veloce e sicura!

Erio **TEKNO** table comes with an essential design but is complete with all accessories useful for the work of dental technician.

Its main feature is the **EASY MOUNTING!**

The assembly instructions and tools allow the dental technician a quick and safe installation!



Caratteristiche Tecniche / Technical features

Tavolo 230V 50Hz / Table 230V 50Hz

Dimensioni / Dimensions : cm 112x62x122h(max)

Altezza piano / Height top : cm 90 - 94

Filtro / Filter : 2600 cmq

Potenza / Power : 450W 2P+T

Alimentazione / Input : 230V 50Hz

Rumorosità / Noise : 65 dBa

Lampada LED / LED Lamp

Potenza totale / Total power : 24W

Indice cromatico / Color rendering index : CRI>90

Temperatura colore / Colour temperature : 5000K

Intensità luminosa (da un'altezza di 30cm) / Luminosity (from an height of 30cms) : 4000Lux



ERIO srl
via Monte Pasubio, 164
36010 Zanè - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 314195 - Fax +39 0445 314305
www.erio.it - www.erio.com
info@erio.it



Graphic design by ERIO
Edition 09/2023