


■ Hygosonic



Kuumennettava ultraäänilaite instrumenttien, apuvälineiden, proteesien nopeaan puhdistukseen ja desinfiointiin. Ihanteellinen yhdistettynä ID-/MD-tuotelinjaan.

- Altaan tilavuus: 2,75 l
- Nykyaikainen jaloteräskotelo, joka on helppo puhdistaa
- Erittäin tehokas ja erityisen hellävarainen materiaaleille
- Boost-toiminto tehon nostoon
- Äänikentän optimointi erityisen tasaiseen puhdistukseen
- Degas-toiminto kaasun poistoon liuoksista
- Kattavat lisätarvikkeet

■ Hygopac, Hygofol



Jatkuvatoiminen saumauslaite steriilipakkausten kuten Hygofolin standardinmukaiseen saumaukseen.

- Automaattinen puristuspaine takaa tasaisen saumauslaadun
- Liukuhihnaperiaate nopeaan ja järkevään työskentelyyn
- Eurooppalaisen standardin EN 868 mukainen
- Hygofol on saatavilla eri kokoisina kätevinä, esivalmistettuina pusseina tai yksilöllisesti suunniteltavana rullatavarana

■ Hygoseal



Käyttövalmis saumatesti. Integroidulla indikaattorilla varustettua steriiliainekalvoa steriilipakkauksien sulkutiivyyden päivittäiseen laadun valvontaan.

- Yksinkertainen käyttää työn ohessa
- Nopea testin tekeminen ja välittömät tulokset
- Varma näköhavaintoon perustuva arviointi saumojen ehjyydestä
- Testitulosten toistettavissa oleva dokumentointi laadun todistuksella

■ Hygoprint



Etikettitulostimesta, dokumentointivihosta ja etiketeistä koostuva dokumentointijärjestelmä steriilipakkausten merkintää varten.

- Sterilointiprosessin nopea ja yksinkertainen dokumentointi
- Kaikkien olennaisten tietojen aukoton merkintä
- Vaihtoehtoisesti yksin- tai kaksinkertaisesti liimautuvat etiketit
- Erityisen kevyt ja kätevä
- 100-sivuinen dokumentointivihko