

ORBIS™ ORBI-BULK FILL FLOW

Valokovetteinen juokseva muovi bulk fill -tekniikkaan



Orbis™ Orbi-BulkFill flow -muovia käytetään joko linerina tai perustäytteenä 4 mm:n kerroksena I- ja II-luokan täytteissä. II-luokan täyte viimeistellään kerroksella sopivaa yhdistelmämuovia.

Orbis™ Orbi-BulkFill flow:ssa on yksi väri, dentiini. Tuote on saatavana sekä kapsleissa että ruiskussa. Kapsleissa on 0,25 g muovia/kapseli. Valokovetus aika on 20 sekuntia.

Orbi-BulkFill flow

- Helppo ja nopea applikointi
- Juokseva ja helposti tasoittuva koostumus
- Adaptoituu hyvin kaviteetin seinämiin
- Kerrospaksuus max. 4mm
- I-luokan täytteen voidaan jättää puretaan
- Ei sisällä Bis-GMA:ta
- 100 % bioyhteensopiva
- Korkea röntgenkontrasti
- Erinomainen hinta-laatusuhde

ORBIS™ ORBI-BULK FILL FLOW



4 mm

&



20 s.

Taivutuslujuus (MPa)	134
Kimmokerroin (MPa)	11,090
Puristuslujuus (MPa)	381
Vickers-kovuus (MPa)	740
Radio-opaakisuus (% Al)	210
Keskimääräinen kutistuminen (%)	2,835

Tilausnumerot:

M121458

Orbi-Bulk Fill kapselit 20 x 0,25 g

M121457

Orbi-Bulk Fill ruisku 1 x 2 g

Filleripitoisuus: 77 paino-%; 57 tilavuus-%
Epäorgaanisia fillerihiukkasia (0,005–40 µm)



Tilaa omasi Plandentin tarvikemyynnistä tai verkkokaupasta!

myynti@plandent.com | plandent.fi

Tarveainemyynti 020 368 680

Plandent

Plandent Oy | Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | 020 7795 200 | plandent.fi | facebook.com/PlandentOy