


ONE SHADING MEETS BULK FILLING



Venus Bulk Flow ONE.

Ensimmäinen juokseva bulk fill-yhdistelmämuovi, jossa on YKSI väri ja jota ei tarvitse päällystää perinteisellä yhdistelmämuovilla.

Lyhyt työskentelyaika: Sekä ONE väri että bulk fill-täyte lyhentävät työskentelyaikaa ja siksi Venus Bulk Flow ONE on sopiva myös maitohampaiden paikkaukseen.

Helppo käsittely: Kaviteetti täytetään nopeasti ja helposti yhdellä kerralla maksimissaan 4 mm kerroksena ilman tarvetta peittää perinteisellä yhdistelmämuovilla.

Kestävät täytteet: Matala kovettumiskutistuminen, korkea taivutuslujuus ja korkea kulumiskestävyys takaavat pitkäikäiset täytteet, jotka kestävät poskihampaiden suurta purentarasitusta.



Haluatko kokeilla Venus Bulk Flow ONE:
Skannaa QR-koodi ja siirry suoraan Kulzer Nordic sivuille.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

4
3
2
1
0
mm

ONE LAYER FOR ALL SHADES





UUTUUS

Venus Bulk Flow ONE helpottaa ja yksinkertaistaa taka-alueen hampaiden paikkausta.

Venus Bulk Flow ONE : Juokseva mutta valumaton bulk fill-yhdistelmämuovi, YKSI väri, jota ei tarvitse peittää perinteisellä yhdistelmämuovilla. Applikoi maksimissaan 4mm kerroksena ja valokoveta – helppoa ja yksinkertaista.

Uskomattoman värin mukautumisominaisuuden ansiosta Venus BulkFlowONE on ensimmäinen bulk fill-yhdistelmämuovi joka sulautuu kaikkiin hampaan väreihin, A1-D4. Venus Bulk Flow ONE voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten hammashoidossa.

VALITSE TEKNIKKASI




LUOTETTAVA KÄSITTELY



Värjäntynyt kaviteetti



Venus Bulk Flow ONE kiillotuksen jälkeen



Korkea röntgenkont-rasti varmistaa luotet-tavan diagnosoinnin

Venus BulkFlowONE on helposti kaviteettiin leviävä materi-aali, korkealla kovettumissyvyydellä ja joka ei valu app-likoinnin jälkeen.

Tämä mahdollistaa jopa 4 mm:n applikoinnin kaviteettiin.

Venus Bulk Flow ONEn avulla hammaslääkäreiden työ-s-kentely nopeutuu eikä väriä tarvitse valita tai päällystää perinteisellä yhdistelmämuovilla.

Venus Bulk Flow ONE täyteen pitkäikäisyys saavutetaan käyttämällä monipuolista ja luotettavaa iBond Universal sidosainetta.

Venus Supra – Helppo tapa korkeaan kiiltoon.

Venus Supra kaksivaiheiseen kiillotusjärjestelmään kuuluu esikiillottajat ja korkeakiillotiset timattikiillottajat eri muodoissa. Nämä on valmistettu Venus yhdistelmä-muovien kiillotukseen.



Kulzer tuotenumero	Paketti	Sisältö
Venus Bulk Flow ONE – Refillit		
66094723	VENUS BULK FLOW SYR 1x2G ONE	1 x 2g ruisku 5 x neulakärjet
66094724	VENUS BULK FLOW PLT 2x10x,02g ONE	PLT 2x10x0,2g

Haluatko kokeilla Venus Bulk Flow ONE:
kulzer.com/try-venus-bulk-flow-one

Arja Nyman

+358 400 50 10 10
arja.nyman@kulzer-dental.com