

Clearfil SE Protect korvaa Clearfil Protect Bondin



Uuden ja monipuolisen Clearfil™ SE Protectin myötä tämä antibakteerinen sidosaine on todistanut kestäväytensä. Se on seuraava versio maailman ensimmäisestä itse-etsaavasta sidosaineesta jossa on luotettava antibakteerinen vaikutus. Ainutlaatuisen antibakteerisen MDPB -monomeerin anisosta, Clearfil SE Protect osoittaa "antibakteerisen kaviteetin puhdistus tehonsa".

Clearfil™ SE Protect on nyt itse-etsaava sidosaine kaikkiin käyttöindikaatioihin. Käytä itse-etsaava primeri sidosaineen kanssa tehdessäsi täytteitä suoralla tekniikalla. Epäsuorassa tekniikassa ja pilaria tehdessä sekoita SE Protect Primer Clearfil™ DC Activatorin kanssa. Haluatko tietää, miten tämä on mahdollista? Kyse on Kuraray Noritake Dentalin oikeaksi todistetusta MDP- ja antibakteerisen MDPB -teknologioiden sekoituksesta joka antaa sinulle kestäviä tuloksia.

Ominaisuudet ja hyödyt

- ei toimenpiteen jälkeistä vihlontaa
- primeri sisältää antibakteerisen monomerin (MDPB)
- hyväksi koettu 2-pullon itse-etsaava sidosaine järjestelmä
- nopea ja yksinkertainen käyttää
- hyvä sidosluku kiilteen ja dentiiniin
- antibakteerinen puhdistusvaikutus
- luovuttaa fluoria

Kliiniset indikaatiot

- suoralla tekniikalla tehtävät korjaustoimenpiteet, joissa käytetään valokovetteisissa yhdistelmämuoveja
- kaviteetin esikäsitteily epäsuorassa paikkaustekniikassa
- vihlovien ja paljastuneiden juuripintojen hoito
- murtuneiden täytteiden suunsisäiset korjaukset
- yhdistelmämuovista, lasikeramiasta ja hybridikeramista valmistettujen restauraatioiden pintäkäsittely
- pilarin rakennus kun käytetään valo- tai kaksoiskovetteista yhdistelmämuovia
- korjaukset sidostetulla amalgaamilla

MD132984 Clearfil SE Protect Kit - Primer 6 ml, Bond 5 ml sekä tarvikkeet

MD132961 Clearfil SE Protect Primer 6 ml

MD132799 Clearfil SE Protect Bond 5 ml