

Unicem 2 Automix kärjet

Normaali sekoituskärki (56851)



Kruunujen sementointi

Iso sekoituskärki (56856)



Intraoraalikärki (56852)



Ruiskutettaessa potilaan suuhun esim. inlay-töissä



"Snap fit"

Ruiskutettaessa linguaalikanaviin, kuitunastojen sementointi

Endokärki (56855)



Unicem 2 Automix kärjet

Normaali sekoituskärki (56851)
Mixing tips Regular



Iso sekoituskärki (56856)
Mixing Tips Wide



Intraoraalikärki (56852)
Intra-oral Tips



Endokärki (56855)
Endo Tips

