

CROSS-CHECKS L

Kemiallinen Cross-Checks L prosessi-indikaattori on suunniteltu höyrysteriloinnin tehon tarkkailuun. Indikaattoriliuska tulisi asettaa jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.

Standardien En 867-1 luokan D, ISO 11140-1 luokan 4 mukainen.

TOIMINTA

- Helppo todeta tulos värimuutoksen kautta—Liuskan valkoinen muutttaa värinsä mustaksi,
- kun liuska on altistunut höyrysteriloinnin olosuhteille.
- Jokaisessa indikaattoriliuskassa on valmiiksi painettuna musta vakioväriäinen nuoli, joka auttaa tulkinnessa
- Värimuutos aika 134 °C asteessa (+ 0°/-2 °C) on 3 minuuttia (+ 0/-45 s.) ja 121 °C asteessa (+ 0°/-2 °C) 10, 5 minuuttia (+ 0/-2.6 min)
- Laminointi estää indikaattorin väriä leviämästä ja tuotteiden värjäytymistä.
- Jokaisessa indikaattoriliuskassa on painettuna tuotannon numerosarja

KÄYTTÖ

Aseta indikaattoriliuska jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen tai tuotteiden mukaan tarjottimelle.

PAKKAUS

250 kpl/paketti
Tuotekoodi: 63079

VARASTOINTI

- Varastoi suojapussissa 0— +45 °C lämpötilassa, normaalissa ilmankosteudessa
- Varastointiaika: 5 v valmistuspäivästä

MYynti

Plandent Oy
Asentajankatu 6 • 00880 Helsinki
Puhelin: 020 368 680 • Faksi: 020 779 5344
E-mail: myynti@plandent.com • www.plandent.fi

