

Orbis nopeasti tehoava desinfiointiaine

Käyttöalue:

Valmis pesevä 72% etanolia sisältävä käyttöliuos pintojen nopeaan ja tehokkaaseen desinfektioon.

Käyttöindikaatiot:

Käytetään sellaisenaan alkoholeja sietävien pintojen desinfiointiin. Ei sovi käytettäväksi akryylilasia tai alkoholiin liukenevaa lakkaa sisältäville pinnoille. Muista nihkeä pyyhintä, purista ylimääräinen aine pois liinasta. Vaikutusaika on sama kuin haihtumisaika.

Mikrobiologiset ominaisuudet:

Tehoa bakteereihin grampositiiviset ja –negatiiviset bakteerit (mm. tuberkuloosi, MRSA), sieniin (Candida albicans) sekä viruksiin (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Adeno, Rota ja SARS).

Tuote (sekä neste että pyyhkeet) on testattu EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN16615 standardien mukaan.

Vaikutuskyky (30 sekuntia):

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus faecalis
Mycobacterium tuberculosis
Candida albicans
HBV/HBsAg
HIV
Adenoviruses
Herpes simplex
Rota
Vaccina
BVDV
SARS
MRSA

Tuoteseloste:

Etanol denat 72 w-%, Aqua, Tertiary butanol, alkyl (c12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride 0,0125g, alkyl (c12-c14) ethylbenzylammonium chloride 0,0125g.

pH 6,5-7,5



MD125294- Wipes Intro
MD125295- Wipes refill



MD121937- 5 litraa



MD121936- 0,5 litraa