

ORBIS™ DUAL LED

VALOKOVETTAJA



Orbis Dual LED -valokovettaja on tehokas ja monipuolinen valokovettaja. Laitteessa on 11 mm valokärki. Lisäksi mukana tulee valolinssi tarkkaan pistemäiseen valokovetukseen. Valokovettajan laturissa on valotehomittari. Orbis Dual LED sopii niin peruskäyttöön kuin oikomishoitoon. Moniaaltopituinen LED-valo polymerisoi 390–480 nm alueella. Monipuoliset ohjelmat ja valotehot: 900, 1 200 ja 2 000 mW/cm³. Käyttäjäystävällinen, ergonominen ja kevyt muotoilu.

UUTUUS!

MD172808 Orbis™ LED Dual Curing Light
Tilaa omasi Plandentin tarvikemyynnistä
tai verkkokaupasta!



ORBIS

Plandent

Plandent Oy, Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | plandent.fi

Orbis Dual LED -valokovettajassa on 7 erilaista ohjelmaa:

		Aika, sekuntia	Valoteho mW/cm ²
Tack	Lyhyt esikovetus, jota voi käyttää esim. väliaikaisen sementin ylimäärän poistossa. Tähän voi käyttää lisänä myös mukana tulevaa valolinssiä.	Vakio, 1 s	900
Turbo	Todella nopea kovetus esim. resiinille tai max 2 mm paksuiselle muoville. Sopii myös keraamisille braketeille laminaattien sidostamiseen.	Vakio, 4 s	2000
3 s + 3 s	Metallibrakettien sidostamiseen: 3 s mesiaalisesti, 1 s tauko, 3 s distaalisesti.	Vakio, 3 s + 3 s	2000
6 s + 6 s	Metallibrakettien sidostamiseen: 6 s mesiaalisesti, 1 s tauko, 6 s distaalisesti. Sopii myös buccal tube -sidostamiseen.	Vakio 6 s + 6 s	1500
Full	Perusohjelma yleisvalokovetukseen	5, 10, 15, 20 s	1200
Ramp	Ensimmäisten 0-5 s ajan valon teho nousee. Sopii yleisvalokovetukseen.	5, 10, 15, 20 s	0-1200 ->1200
Soft Cure	Ensimmäisten 0-5 s ajan valon teho nousee. Sopii erittäin sensitiivisille hampaille.	5, 10, 15, 20, 25 s	0-900 -> 900

**Tilaa omasi Plandentin
tarvikemyynistä tai
verkkokaupasta!**

myynti@plandent.com | plandent.fi
Tarveainemyynti 020 368 680

