

My LMActivator™

Aloitussetti

LM

feel the
difference



Tutustu uuteen My LM-Activator™ -tuotesarjaan aloitussetin avulla! **Maksat kuudesta purennanohjaimesta ja saat KAKSI KAUPAN PÄÄLLE** tai setissä nro 4 maksat kolmesta ja saat yhden kaupan päälle.

Aloitussettiin sisältyy myös LM-Activator™ 2 OrthoSizer ja potilaan motivointiaineistoa!

Aloitussetti

Aloitussettejä on neljä erilaista ja ne sisältävät kaikki koot kyseisestä My LM-Activator™ -mallista.

My LM-Activator™ -mallit ja niiden käyttötarkoitus ovat tuttuja ja vastaavat aikaisempaa LM-Activator™ tuotesarjaa. Voit valita sen setin, joka parhaiten vastaa potilaidesi purentavirheitä. Katso tarkemmat tiedot kääntöpuolelta.

Tilaa aloitussetit ja kokeile uutta My LM-Activator™ -tuotesarjaa!



Katso video LM-Activatorin™ oikean koon valitseminen mittaamalla ja sovittaminen >



Käytä aloitussettiä sovitussettinä

Aloitussettiä voi käyttää sovitussettinä, jolloin kojeita käytetään vain kokojen sovittukseen vastaanotolla. Potilas saa aina avaamattoman kojeen, jota ei ole sovitettu muille.




Sovitussetin käyttö

1. Arvioi potilaalle sopiva kojeen koko LM-Activator™ 2 OrthoSizerilla.
2. Sovita 2-3 eri kokoa potilaalle.
3. Kun sopiva koko löytyy, pese ja autoklaavaa sovitettuja kojeita seuraavaa sovitusta varten.
4. Anna potilaalle avaamaton LM-Activator™ vastaanoton varastosta. Sovita ja muokkaa tarvittaessa.

Sovitussetin kojeet voi puhdistaa pesurissa ja autoklaavissa. Sovitussetin käyttö on turvallista, sillä potilas saa käyttöön aina kojeen, jota ei ole sovitettu muille.

Hyödynnä nyt erinomainen tarjous ja aloita turvallisempi käytäntö sovitussetin avulla vastaanotollasi!

Katso [valmistajan puhdistusohjeet](#) >





1. Syväpurenta/suurentunut vertikaalinen ylipurenta ensimmäinen vaihdunta, vaihduntahampaisto My LM-Activator™ Low Short 35-70 (8 kojetta)

94435LS	My LM-Activator 35 Low Short
94440LS	My LM-Activator 40 Low Short
94445LS	My LM-Activator 45 Low Short
94450LS	My LM-Activator 50 Low Short
94455LS	My LM-Activator 55 Low Short
94460LS	My LM-Activator 60 Low Short
94465LS	My LM-Activator 65 Low Short
94470LS	My LM-Activator 70 Low Short
9402	LM-Activator 2 OrthoSizer
M1063	LM-Activator timanttapolku, 8 kpl

Indikaatiot:

- Suurentunut horisontaalinen ylipurenta
- Suurentunut vertikaalinen ylipurenta/syväpurenta
- Ahtaus etualueella, Rotaatiot etualueella
- Dentoalveolaarinen ristipurenta etualueella
- All-luokka
- Saksipurenta, sivualueen ristipurenta
- Ylipuhjennut yläetualue eli gummy smile

Kasvumalli / kasvojen tyyppi:

- Low angle: Short face, Hypodivergent, Brachyfacial
- Neutral angle: Neutral growth pattern, Mesofacial



3. Avopurenta, ensimmäinen vaihdunta, vaihduntahampaisto My LM-Activator™ High Short 40-65 (8 kojetta)

94440HS	My LM-Activator 40 High Short
94445HS	My LM-Activator 45 High Short
94450HS	My LM-Activator 50 High Short, 2 kpl
94455HS	My LM-Activator 55 High Short, 2 kpl
94460HS	My LM-Activator 60 High Short
94465HS	My LM-Activator 65 High Short
9402	LM-Activator 2 OrthoSizer
M1063	LM-Activator timanttapolku, 8 kpl

Indikaatiot:

- Etualueen avopurenta tai avautuva purenta

Kasvumalli / kasvojen tyyppi:

- High angle: Long face, Hyperdivergent, Dolichofacial



High angle

**Aloitussetti nro 1-3: 8 kojetta
+ OrthoSizer kaupan päälle**



2. Syväpurenta/suurentunut vertikaalinen ylipurenta toinen vaihdunta, retentio My LM-Activator™ Low Long 40-65 (8 kojetta)

94440LL	My LM-Activator 40 Low Long
94445LL	My LM-Activator 45 Low Long
94450LL	My LM-Activator 50 Low Long, 2 kpl
94455LL	My LM-Activator 55 Low Long
94460LL	My LM-Activator 60 Low Long, 2 kpl
94465LL	My LM-Activator 65 Low Long
9402	LM-Activator 2 OrthoSizer
M1062EN	LM-Activatorin käyttö -potilasopas, 8 kpl

Indikaatiot:

- Suurentunut horisontaalinen ylipurenta
- Suurentunut vertikaalinen ylipurenta/syväpurenta
- Ahtaus etualueella, Rotaatiot etualueella

Kasvumalli / kasvojen tyyppi:

- Low angle: Short face, Hypodivergent, Brachyfacial
- Neutral angle: Neutral growth pattern, Mesofacial



Low angle



Neutral angle

4. Avopurenta, toinen vaihdunta, retentio My LM-Activator™ High Long 45-60 (4 kojetta)

94445HL	My LM-Activator 45 High Long
94450HL	My LM-Activator 50 High Long
94455HL	My LM-Activator 55 High Long
94460HL	My LM-Activator 60 High Long
9402	LM-Activator 2 OrthoSizer
M1062EN	LM-Activatorin käyttö -potilasopas, 4 kpl

Indikaatiot:

- Etualueen avopurenta tai avautuva purenta

Kasvumalli / kasvojen tyyppi:

- High angle: Long face, Hyperdivergent, Dolichofacial



High angle

**Aloitussetti nro 4: 4 kojetta
+ OrthoSizer kaupan päälle**