



HELSINKI

20.11.2026

**SYVENTÄVÄ
JATKOKURSSI**

VITA LUMEX® UNIQUE

VIIMEISTELE ONNISTUNEESTI HAASTAVAT ETUALUEEN KRUUNUT CAD/CAM-RESTAURAATIOT TÄYDELLISESTI MIKROKERROSTAMALLA!

Tällä maksuttomalla päiväkurssilla opit viimeistelemään ja karakterisoimaan kokokeraamiset restauraatiot uudella VITA LUMEX® UNIQUE -nestemäisellä keraamilla. Tällä uudella VITAn mikrokerrostusmateriaalilla nostat restauraation lopputuloksen uudelle tasolle – helposti ja vaivatta.

Koulutus HELSINKI

Aika: pe 20.11.2026 klo 9.00–15.00

Paikka: Plandent Oy,
Asentajankatu 6, B-talo, 00880 Helsinki



Kouluttaja: Hammasteknikko Jukka Wichmann

Kurssi on maksuton, ja siihen sisältyy kurssimateriaali, työmalli, rungot sekä lounas ja kahvi. Ota mukaasi omat työvälineet ja instrumentit (poranterät, siveltimet, maaliväriälystä ym.). Kurssi pidetään suomeksi.

Sitovat ilmoittautumiset 6.11.2026 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme 50 € peruutusmaksun. Otamme kurssille 12 osallistujaa – varaa siis paikkasi nopeasti!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Teemu Visuri | VITA Zahnfabrik
t.visuri@vita-zahnfabrik.com
puh. 0400 585 806

Plandent Oy
puh. 020 347 347



Plandent

Plandent Oy | Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | 020 779 5200 | plandent.fi

VIIMEISTELE ONNISTUNEESTI HAASTAVAT ETUALUEEN KRUUNUT CAD/CAM-RESTAURAATIOT TÄYDELLISESTI MIKROKERROSTAMALLA!


KURSSIN SISÄLTÖ

Työstämme kurssilla kaksi haasteellista etualueen kruunua, jotka karakterisoidaan VITA LUMEX® UNIQUE -mikrokerrostusmateriaalilla step-by-step-ohjeiden mukaan; tavoitteena on saada vaaleampi ja tummempi kruunu samasta perusmateriaalista (zirkonia).

Lisäksi kurssilla käydään läpi zirkonian käsittely ja pintarakenteen muotoilu. Lopuksi Jukka Wichmann demonstroi, miten 3 yksikön sillan gingiva-alueen kerrostaminen tapahtuu.

Kurssin päämäärät ja tavoitteet:

- Oikean materiaalin valinta eri käyttökohteisiin
- VITA LUMEX UNIQUE - mikrokerrostusmateriaalien käyttö niin, että lopputulos vastaa jäännöshampaita ja haluttua estetiikkaa
- Pinnan muotoilu ja kiillotustekniikat



VITA LUMEX® UNIQUE

Uusi käyttövalmis nestemäinen keraaminen VITA LUMEX UNIQUE mahdollistaa kolmiulotteisen karakterisoinnin sekä nopean ja ultraohuen mikrokerrostuksen zirkoniumoksidille, litiumdisilikaatille ja maasälpäkeramille.

Nestemäinen keraaminen järjestelmä koostuu fluoresoivista käyttövalmiista pastoista, jotka mahdollistavat ainutlaatuisen estetiikan ja kolmiulotteiset syvyysvaikutukset. Välittömästi näkyvät tulokset: muoto, sävy ja tehosteet pysyvät samoina ennen polttoa ja sen jälkeen. Alhainen 750 °C polttolämpötila säilyttää kuvion pintaominaisuudet, jolloin vain yhdellä poltolla voidaan saavuttaa luotettavat ja esteettiset tulokset.

Valmistaja: VITA Zahnfabrik | CE 0124 MD VITA LUMEX UNIQUE | CE 0124 MD VITA YZ MULTI TRANSLUCENT