

23.5.2024
OULU

30.5.2024
HELSINKI



VITAN MAALAUUS- JA LASITUS- TYÖKURSSI

Sävytä ja viimeistele CAD/CAM-restauraatiot täydellisesti

Opi viimeistelemään ja karakterisoimaan **VITA SUPRINITY® PC-** ja **VITA ENAMIC®** -keraamista sekä **VITA YZ® ST Multicolor** -zirkoniasta valmistettuja kruunuja käyttämällä erilaisia värjäys-, lasitus- ja kiillotustekniikoita. Lisäksi kurssilla käydään läpi, miten kokoproteesit viimeistellään entistä elävämmän näköisiksi erilaisilla maalaus- ja karakterisointitekniikoilla.

Aika: to 23.5.2024 klo 9.00–15.00
Paikka: Plandent Oulu
Elektroniikkatie 8
90590 Oulu

Aika: to 30.5.2024 klo 9.00–15.00
Paikka: Plandent Helsinki
Asentajankatu 6, B-talo
00880 Helsinki

Kouluttaja: Hammasteknikko **Jukka Wichmann**



Kurssi on **maksuton**, ja siihen sisältyy kurssimateriaali, työmalli, rungot sekä lounas ja kahvi. Ota mukaasi omat työvälineet ja instrumentit (poranterät, siveltimet, maaliväriäluosta ym.). Kurssi pidetään suomeksi.

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2024 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme 50 € peruutusmaksun. Otamme kurssille 10 osallistujaa Oulussa ja 20 osallistujaa Helsingissä – varaa siis paikkasi nopeasti!

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Teemu Visuri | VITA Zahnfabrik
t.visuri@vita-zahnfabrik.com
puh. 0400 585 806

Plandent Oy
puh. 020 347 347

Plandent

VITA

VITAN MAALAUUS- JA LASITUS- TYÖKURSSI

KURSSIN SISÄLTÖ

Työstämme kurssilla kolme restauraatiota:

- VITA SUPRINITY® PC** (zirkoniumdioksidilla vahvistettu lasikeraami)
 - Pintarakenteen muotoilu, kristallisoitinpoltto, värin karakterisointi **VITA AKZENT® Plus** -maaliväreillä sekä lopullinen lasitus
- VITA ENAMIC®** (hybridikeraami)
 - Kiillotus, pinnan käsittely ennen karakterisointia, karakterisointi valokovetteisilla **VITA AKZENT® LC STAINS** -maaliväreillä sekä pinnan viimeistely **VITA AKZENT® LC GLAZE** -lasitteella
- VITA YZ® ST Multicolor** (zirkonia)
 - Zirkonian käsittely ja värin karakterisointi **VITA AKZENT Plus** -maaliväreillä sekä lopullinen lasitus

Kurssin päämäärät ja tavoitteet:

- Oikean materiaalin valinta eri käyttökohteisiin
- Kruunujen käsittely jatkokäsittelyä varten sekä karakterisointi ja viimeistely materiaalin mukaan
- VITA AKZENT Plus** -keraamisten maalivärien ja -lasitteen käyttö niin, että lopputulos vastaa jäännöshampaita
- VITA AKZENT® LC** -valokovetteisten maalivärien ja -lasitteiden käyttö parhaan esteettisen tuloksen saavuttamiseksi
- Pinnan muotoilu ja kiillotustekniikat



Plandent

VITA